

24T 30T 60T Beheizte Hydraulische Laborpresse Mit Heizplatten Für Das Labor

Artikelnummer: PCH



Einführung

Hochwertige hydraulische Laborpressen für die präzise Probenvorbereitung. Wählen Sie automatische oder beheizte Modelle für Materialforschung, Pharmazie und mehr. Fordern Sie jetzt ein Angebot an!

[Mehr erfahren](#)

Gerätemodell	PCH-24T1010	PCH-30T2020	PCH-30T1818
Druckbereich	0-24,0 Tonnen	0-30,0 Tonnen	0-30,0 Tonnen
Kolbendurchmesser	95mm (d) im verchromten Ölzyylinder	110mm (d) im verchromten Ölzyylinder	150mm (d) im verchromten Ölzyylinder
Gesamtstruktur	Gerät ohne abgedichtete Verbindungen zur Reduzierung von Ölleckstellen	Gerät ohne abgedichtete Verbindungen zur Reduzierung von Ölleckstellen	Gerät ohne abgedichtete Verbindungen zur Reduzierung von Ölleckstellen
Form-Heiztemperatur	Raumtemperatur-300,0C/500,0C	Raumtemperatur-300,0C/500,0C	Raumtemperatur-300,0C/500,0C
Isolierungsmethode	Importierte Isolierplatte	Importierte Isolierplatte	Importierte Isolierplatte
Kühlungsmethode	Schnellkühlung mit Wasserkühlung [optionale Wasserkühlmaschine]	Schnellkühlung mit Wasserkühlung [optionale Wasserkühlmaschine]	Schnellkühlung mit Wasserkühlung [optionale Wasserkühlmaschine]
Größe der Heizplatte	100×100mm (M×N) mit Fase	200×200mm (M×N)	180×180mm (M×N)
Größe des Hauptgeräts	245×175×500mm (K×P×H)	405×260×525mm (K×P×H)	405×260×525mm (K×P×H)
Abmessungen	500×175×500mm (L×B×H)	950×260×525mm (L×B×H)	950×260×525mm (L×B×H)
Stromversorgung	600 W (220V/110V anpassbar)	1200 W (220V/110V anpassbar)	1000 W (220V/110V anpassbar)
Gewicht	60 Kg	180 Kg	180 Kg