

30-Tonnen Beheizte Hydraulische Presse Für Die Fortschrittliche Polymersynthese, Festkörperbatterieforschung Und Keramikverdichtung

Artikelnummer: XP10



Einführung

Die 30-Tonnen-Heißpresse von KINTEK liefert präzise Hochdruckverdichtung mit integrierter Wasserkühlung, programmierbarer Temperatursteuerung und Glovebox-Kompatibilität für die Forschung an Festkörperelektrolyten, Polymeren und Keramiken. Standardkonfiguration (110 kg) und Pro-Konfiguration (150 kg), optional mit Umwälzkühler für schnelle Abkühlung.

[Mehr erfahren](#)