

30-Tonnen Beheizte Hydraulische Presse Für Fortschrittliche Polymersynthese, Festkörpurbatterieforschung Und Keramikverdichtung

Artikelnummer: XP10



Einführung

Die 30-Tonnen-Heißpresse von KINTEK liefert präzise Hochdruckverdichtung mit integrierter Wasserkühlung, programmierbarer Temperatursteuerung und Glovebox-Kompatibilität für Festkörperelektrolyt-, Polymer- und Keramikforschung. Standardkonfiguration (110 kg) und Pro-Konfiguration (150 kg), optional mit Umwälzkühler für schnelle Kühlung.

[Mehr erfahren](#)