

Geteilte Automatische Beheizte Hydraulikpresse Mit Heizplatten

Artikelnummer: PCSE



Einführung

KINTEK Geteilte automatische beheizte Laborpresse: Präzise Hydraulikpresse mit 300°C Beheizung für effiziente Probenvorbereitung. Ideal für Forschungslabore.

[Mehr erfahren](#)

Gerätemodell	PCSE-40T4040	PCSE-30T3030
Druckbereich	0-40,0 Tonnen	0-30,0 Tonnen
Druckbeaufschlagungsprozess	Programmdruckaufbau - Programmhalt - Zeitgesteuerte Druckentlastung	Programmdruckaufbau - Programmhalt - Zeitgesteuerte Druckentlastung
Formheiztemperatur	Raumtemperatur-300,0°C	Raumtemperatur-300,0°C / 500,0°C (Optional)
Isolationsmethode	Importierte Isolierplatte	Importierte Isolierplatte
Kühlungsmethode	Schnellkühlung mit Wasserkühlung [optionale Wasserkühlmaschine]	Schnellkühlung mit Wasserkühlung [optionale Wasserkühlmaschine]
Größe der Heizplatte	400×400mm (M×N)	300×300mm (M×N)
Größe der Haupteinheit	500×480×650mm (K×P×H)	380×350×600mm (K×P×H)
Abmessungen	850×480×650mm (L×B×H)	700×400×600mm (L×B×H)
Stromversorgung	5500W (220V/110V anpassbar)	3500W (220V/110V anpassbar)
Gewicht	480 Kg	280 Kg