

Automatische Hydraulische Laborpresse Labor-Pressmaschine Für Pellets

Artikelnummer: PCEA



Einführung

Erweitern Sie Ihr Labor mit der automatischen Laborpresse von KINTEK - Präzision, Effizienz und Vielseitigkeit für eine hervorragende Probenvorbereitung. Entdecken Sie jetzt die Modelle!

[Mehr erfahren](#)

Geräte-Modell	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-150T
Druckbereich	0,2-12,0 Tonnen	1-20,0 Tonnen	1-30,0 Tonnen	1-40,0 Tonnen	1-60,0 Tonnen	1-100,0 Tonnen	1-150,0 Tonnen
Druckumwandlung	Das Programm rechnet automatisch den von der Form getragenen Druck um						
Anzeige	4,3-Zoll-LCD-Bildschirm				7-Zoll-LCD-Bildschirm		
Metalltasten	Versilberte Kontakte mit einer Lebensdauer von über 100.000 mal						
Schutz des Geräts	Stahlplattenschutz mit organischer Glastür						
Endschalter	Automatische Druckentlastung, wenn der Ölzyylinder die Grenzhöhe erreicht						
Hub des Zylinders (T)	30mm			50mm			
Baugröße (M×N)	110×140mm	140×160 mm	140×160 mm	175×180mm	185×220mm	185×250mm	200×260mm
Außenabmessungen (L×B×H)	185×320×360 mm	230×390×420mm	230×390×420mm	280×460×550mm	300×520×580mm	330×580×620mm	400×620×620mm
Stromversorgung der Ausrüstung	240W (220V/110V kann angepasst werden)	550W (220V/110V können individuell angepasst werden)				1500W (220V/110V können individuell angepasst werden)	
Gewicht der Ausrüstung	50 Kg	90Kg		150Kg	180Kg	240Kg	380Kg