

Automatische Hydraulische Laborpresse - Labor-Tablettenpresse

Artikelnummer: PCEA



Einführung

Rüsten Sie Ihr Labor mit der automatischen Laborpresse von KINTEK auf – Präzision, Effizienz und Vielseitigkeit für eine erstklassige Probenvorbereitung. Entdecken Sie jetzt unsere Modelle!

[Mehr erfahren](#)

Gerätemodell	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-150T
Druckbereich	0,2-12,0 Tonnen	1-20,0 Tonnen	1-30,0 Tonnen	1-40,0 Tonnen	1-60,0 Tonnen	1-100,0 Tonnen	1-150,0 Tonnen
Druckumrechnung	Programm rechnet den auf die Form wirkenden Druck automatisch um						
Display	4,3 Zoll LCD-Bildschirm				7 Zoll LCD-Bildschirm		
Metalltasten	Versilberte Kontakte mit einer Lebensdauer von über 100.000 Betätigungen						
Geräteschutz	Stahlblechschutz mit Plexiglastür						
Endschalter	Automatische Druckentlastung, wenn der Ölzylinder die Grenzhöhe erreicht						
Zylinderhub (T)	30mm			50mm			
Raumgröße (M×N)	110×140mm	140×160 mm	140×160 mm	175×180mm	185×220mm	185×250mm	200×260mm
Außenmaße (L×B×H)	185×320×360 mm	230×390×420mm	230×390×420mm	280×460×550mm	300×520×580mm	330×580×620mm	400×620×620mm
Stromversorgung	240W (220V/110V anpassbar)	550W (220V/110V anpassbar)				1500W (220V/110V anpassbar)	
Gerätengewicht	50 Kg	90Kg		150Kg	180Kg	240Kg	380Kg