

Hartmetall-Laborpressenform Für Die Probenvorbereitung Im Labor

Artikelnummer: PMW



Einführung

Hochwertige Laborpressformen aus Hartmetall für die präzise Probenvorbereitung. Langlebiges, hochhartes YT15-Material, anpassbare Größen. Ideal für XRF, Batterieforschung und mehr.

[Mehr erfahren](#)

Modell	PMW-A	PMW-B	PMW-C				
Werkstoff	Hartmetall YT15						
Härte des Eindringkörpers	HRC85-HRC90						
Größe der Probe	φ3 / φ4 / φ5 / φ6 / φ8 / φ10 mm	φ12 / φ13 / φ15 / φ18 / φ20 mm	φ22 / φ25 / φ28 / φ30 mm				
Tiefe des Hohlraums	30 mm	40 mm	45 mm				
Äußere Abmessungen	φ43×93 mm	φ53×120 mm	φ73×133 mm				
Gewicht(Kg)	0.78	1.8	3.8				

Andere Größen können angepasst werden