

Beheizte Hydraulische Pressmaschine Mit Beheizten Platten Für Vakuumkasten-Labor-Heißpresse

Artikelnummer: PCV



Einführung

Die beheizte hydraulische Laborpresse mit Vakuumbox von KINTEK gewährleistet eine präzise Probenvorbereitung. Kompakt, langlebig und mit digitaler Druckregelung für hervorragende Ergebnisse.

[Mehr erfahren](#)

Modell des Geräts	PCV-10T1818	PCV-10T2020
Druckbereich	0-10,0 Tonnen	0-10,0 Tonnen
Verfahren zur Druckbeaufschlagung	Manuelle Druckbeaufschlagung	Manuelle Druckbeaufschlagung
Heiztemperatur	Maximal 500°C	Maximal 500°C
Heizplatte	180×180mm	200×200mm
Material des Vakuumkastens	SUS 304 (rostfreier Stahl)	SUS 304 (rostfreier Stahl)
Studio Größe	400×400×400mm	400×100×400mm
Größe der Tür	300×350mm	300×350mm
Vakuum Grad	-0,1MPa	-0,1MPa
Abmessungen	450×550×850(L×B×H)	450×550×850(L×B×H)
Stromzufuhr	220V50Hz (kann 110V unterstützen)	220V50Hz (kann 110V unterstützen)