

Beheizte Hydraulische Presse Mit Heizplatten Für Vakuumbox- Labor-Heißpresse

Artikelnummer: PCV



Einführung

Die beheizte hydraulische Laborpresse von KINTEK mit Vakuumbox gewährleistet eine präzise Probenvorbereitung. Kompakt, langlebig und mit digitaler Drucksteuerung für überlegene Ergebnisse.

[Mehr erfahren](#)

Gerätemodell	PCV-10T1818	PCV-10T2020
Druckbereich	0-10,0 Tonnen	0-10,0 Tonnen
Druckbeaufschlagung	Manuelle Druckbeaufschlagung	Manuelle Druckbeaufschlagung
Heiztemperatur	Maximal 500°C	Maximal 500°C
Heizplatte	180×180mm	200×200mm
Material der Vakuumbox	SUS 304 (Edelstahl)	SUS 304 (Edelstahl)
Arbeitsraumgröße	400×400×400mm	400×100×400mm
Türgröße	300×350mm	300×350mm
Vakuumgrad	-0,1MPa	-0,1MPa
Abmessungen	450×550×850 (L×B×H)	450×550×850 (L×B×H)
Stromversorgung	220V 50Hz (unterstützt 110V)	220V 50Hz (unterstützt 110V)