

Beheizte Hydraulische Presse Maschine Mit Beheizten Platten Für Vakuum-Box-Labor-Heißpresse

Artikelnummer: PCVM



Einführung

Verbessern Sie die Präzision im Labor mit der beheizten Vakuum-Laborpresse von KINTEK für gleichmäßige, oxidationsfreie Proben. Ideal für empfindliche Materialien. Lassen Sie sich jetzt von Experten beraten!

[Mehr erfahren](#)

Modell des Geräts	PCVM-10T
Druckbereich	0-10,0 Tonnen
Verfahren zur Druckbeaufschlagung	Manuelle Druckbeaufschlagung
Temperatur der Heizung	Maximal 500°C
Heizplatte	180x180mm, 200x200mm (anpassbare Optionen können verfügbar sein)
Material des Vakuumkastens	SUS 304 (rostfreier Stahl)
Studio Größe	400x400x400mm
Größe der Tür	300x350mm
Vakuum Grad	-0,1MPa
Abmessungen (LxBxH)	450x550x850mm
Stromzufuhr	220V 50Hz (110V Option verfügbar)