


Labor-Anti-Riss-Pressform

Artikelnummer: PML



Einführung

Präzisions-Anti-Riss-Pressform für den Laborgebrauch. Langlebiger Cr12MoV-Stahl, hochdruckbeständig, anpassbare Größen. Ideal für Materialtests. Holen Sie sich Ihre jetzt!

[Mehr erfahren](#)

Modell des Geräts	PMT
Form der Probe	
Material der Matrize	Legierter Werkzeugstahl: Cr12MoV
Härte des Eindringkörpers	HRC60-HRC62
Probengröße (Standardoptionen)	Φ6mm, Φ8mm, Φ10mm, Φ15mm, Φ20mm (Anpassbar - M)
Tiefe des Hohlraums	40mm (anpassbar - N)
Abmessungen (außen)	Φ98*120mm (L*H)
Gewicht	Ca. 5Kg
Diagramm der hydraulischen Pulverpresse Größenkompatibilität	