

Zylindrische Laborpressform Mit Skala

Artikelnummer: PCMC



Einführung

Die zylindrische Pressform von KINTEK gewährleistet eine präzise Materialverarbeitung mit gleichmäßigem Druck, vielseitigen Formen und optionaler Heizung. Ideal für Labore und Industrie. Holen Sie sich jetzt kompetente Beratung!

[Mehr erfahren](#)

Modell des Geräts	PCMC
Form der Probe	
Erwärmung der Matrize	Legierter Werkzeugstahl :Cr12MoV
Härte des Eindringkörpers	HRC60-HRC62
Größe der Probe	Φ10[]Φ12[]Φ13[]Φ15[]Φ18[]Φ20 mm (M)
Tiefe des Hohlraums	100 mm (N)
Abmessungen	Φ53*220mm(L*H)
Gewicht	4.8Kg
Diagramm der hydraulischen Pulverpresse Größe	