


## Labor-Heizpresse Spezialform

Artikelnummer: PCHF



### Einführung

Präzisions-Laborpressen von KINTEK für eine zuverlässige Probenvorbereitung. Langlebig, anpassbar und ideal für verschiedene Forschungsanforderungen. Steigern Sie die Effizienz Ihres Labors noch heute!

[Mehr erfahren](#)

Modell des Geräts	PCHF
Form der Probe	
Heizung der Form	0°C-500°C
Härte des Eindringkörpers	SUS 304
Größe der Probe	Rechtwinklig oder knochenförmig
Tiefe des Hohlraums	0.75mm □ 1.35mm □ 1.75mm □ 2.75mm
Abmessungen	80x80 □ 180x180 □ 200x200mm
Gewicht	0.4kg □ 0.8kg □ 1.0kg
Diagramm der hydraulischen Pulverpresse Größe	