

Labor-Infrarot-Pressform Für Laboranwendungen

Artikelnummer: PMID



Einführung

Die Laborpressformen von KINTEK gewährleisten eine präzise Probenvorbereitung mit einer langlebigen Wolframkarbidkonstruktion. Ideal für FTIR-, XRF- und Batterieforschung. Kundenspezifische Größen verfügbar.

[Mehr erfahren](#)

Gerätemodell	PMID
Form der Probe	
Material der Pressform	Wolframkarbid
Härte des Eindringkörpers	HRC68-HRC85
Standard Probengröße	Φ13 mm(M)
Tiefe der Vertiefung	20mm(N)
Abmessungen	Φ43*78mm(L*H)
Gewicht	0.76Kg
Diagramm der Größe von hydraulischen Pulverpresswerkzeugen	