

Labor-Infrarot-Pressform Für Entformungsfreies Arbeiten

Artikelnummer: PMI



Einführung

Rationalisieren Sie die Vorbereitung von Infrarotproben mit den nicht demontierbaren Formen von KINTEK - erreichen Sie eine hohe Transmission ohne Entformen. Ideal für die Spektroskopie.

[Mehr erfahren](#)

Modell des Geräts	PMI-A	PMI-B
Form der Probe		
Material der Matrize	Wolframkarbid	
Härte des Eindringkörpers	HRC68-HRC85	
Größe der Probe	Φ13 mm(M)	Φ7 mm(M)
Tiefe der Vertiefung	10mm(N)	5mm(N)
Abmessungen	Φ76*50*70mm(L*B*H)	Φ76*30*70mm(L*B*H)
Gewicht	0.76Kg	0.35Kg
Diagramm der Größe der hydraulischen Pulverpresse		