

Laborhandbuch Mikrotomschneider Für Gewebeschnitte

Artikelnummer: PT10



Einführung

Manueller Präzisionsschneider für Labore:
Präzise, konsistente Probenvorbereitung durch
einstellbares, hochpräzises Schneiden. Ideal für
Forschung, Lebensmittel und Industrie.

[Mehr erfahren](#)

Modell des Geräts	PT10
Material der Form	3Cr13 (abgeschreckter rostfreier Stahl)
Größe des Schnitts	Φ10, Φ12, Φ14, Φ15, Φ16, Φ18, Φ19(d)
Gesamtabmessungen	120*200*280mm (L*B*H)
Gewicht der Ausrüstung	10kg

Diagramm der Maschinengröße