


Labor-Polygon-Pressform

Artikelnummer: PMPD



Einführung

Präzisions-Polygon-Pressform für Metallpulver und -materialien. Kundenspezifische Formen, Hochdruckverdichtung, langlebiges Design. Ideal für Labor und Fertigung.

[Mehr erfahren](#)

Modell des Geräts	PMPD
Form der Probe	(Polygonal, z.B. quadratisch, sechseckig, etc.)
Material der Matrize	Legierter Werkzeugstahl: Cr12MoV
Härte des Eindringkörpers	HRC60-HRC62
Probengröße (Beispiele, anpassbar)	5x5, 10x10, 15x15, 20x20 mm (M) (andere Größen auf Anfrage erhältlich)
Tiefe des Hohlraums	40mm (N) (Anpassbar)
Abmessungen (Gesamtform)	Φ53*120mm (L*H) (Kann je nach Probengröße variieren)
Gewicht (ungefähr)	1.4Kg (kann je nach Größe variieren)
Diagramm der Größenkompatibilität der hydraulischen Pulverpresse	