

Labor-Ringpressform Für Die Probenvorbereitung

Artikelnummer: PMO



Einführung

Hochpräzise Ringpressmatrizen für gleichmäßige Pellets in Labor und Industrie. Langlebige Cr12MoV-Legierung, Größen Φ 3-80mm. Steigern Sie Effizienz und Genauigkeit noch heute!

[Mehr erfahren](#)

Modell des Instruments	PMQ	
Form der Probe		
Material der Form	Legierter Werkzeugstahl: Cr12MoV	
Härte des Eindringkörpers	HRC60-HRC62	
Optionen für die Probengröße	Φ 7-3, Φ 10-5, Φ 20-10 mm (M)	Φ 30-10, Φ 50-20mm (D)
Tiefe des Hohlraums	40mm (N)	45mm (D)
Abmessungen	Φ 53*120mm (L*H)	Φ 72*100mm, Φ 88*120mm (T*L)
Gewicht	1.4Kg	3.5kg, 5kg
Diagramm der hydraulischen Pulverpresse Größe		