

Laborhydraulische Heipresse Fr Die Festkrperbatterieforschung

Artikelnummer: MY12



Einfhrung

Entdecken Sie die laborhydraulische Heipresse fr die Festkrperbatterieforschung mit Doppelplattenheizung, automatischer Druckprofilierung und integrierter Wasserkhlung fr eine effiziente, przise Probenverarbeitung. Ideal fr die Herstellung von Elektrolytpellets und Membranen in einem kompakten, handschuhkastentauglichen Tischgertedesign.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	MY12 (220V Konfiguration)	MY12 (110V Konfiguration)
Plattenabmessungen	200 mm x 200 mm	200 mm x 200 mm
Heizleistung (Doppelplatten)	3000 W	2100 W
Arbeitstemperaturbereich	Raumtemperatur (RT) bis 500 °C	0 °C bis 300 °C
Temperaturregelungsmethode	Unabhngige programmierbare Steuerung der Doppelplatten (mit einstellbaren Aufheizraten)	Unabhngige programmierbare Steuerung der Doppelplatten (mit einstellbaren Aufheizraten)
Arbeitsdruckbereich	0 bis 40 t	0 bis 40 t
Drucksteuerungsmodus	Programmierbare Druckprofilierung mit automatischem Druckhalten und Nachspeisung	Programmierbare Druckprofilierung mit automatischem Druckhalten und Nachspeisung
Drucksteuerungsgenauigkeit	±0,2 t	±0,2 t
Maximale Plattenffnung	50 mm	60 mm
Plattenkhlmethode	Zirkulierende Wasserkhlung	Zirkulierende Wasserkhlung
Stromversorgung	AC 220V, 50Hz	AC 110V, 60Hz
Abmessungen (BxTxH)	355 mm x 450 mm x 655 mm	335 mm x 410 mm x 625 mm
Gertegewicht	230 kg	180 kg