

Labor-Hydraulik-Heißpresse Für Festkörpriebatterieforschung

Artikelnummer: MY06



Einführung

Kompakte Tisch-Hydraulik-Heißpresse für die Festkörpriebatterieforschung, mit zwei beheizten Platten, programmierbarem Touchscreen und präziser Temperaturregelung bis 300 °C bei 5 Tonnen Druck. Ideal für Elektrolytsynthese und Elektrodenlaminierung, mit automatischer Druckhaltung. CE-zertifiziert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Modell	MY06
Arbeitstemperatur	0 - 300°C
Temperaturregelgenauigkeit	±1.5°C
Heizart	Eingebetteter Heizer, unabhängige Beheizung von zwei Platten
Controller-Typ	Programmierbarer Touchscreen (Temperatur und Druck)
Heizleistung	1600 W
Plattenabmessungen	120 mm × 120 mm
Plattenöffnung (Abstand)	55 mm
Arbeitsdruckbereich	0 - 5 Tonnen (T)
Druckregelgenauigkeit	±0.05 Tonnen (T)
Druckhaltungsfunktion	Automatische Druckhaltung und automatische Kompensation
Geräteabmessungen	350 mm × 350 mm × 580 mm
Gerätengewicht	75 kg
Stromversorgung	AC 220V / 60Hz
Zertifizierung	CE