

Laborhydraulische Heißpresse Für Die Festkörperbatterieforschung

Artikelnummer: MY04



Einführung

Entdecken Sie unsere kompakte laborhydraulische Heißpresse für die Festkörperbatterieforschung. Erreichen Sie präzise thermische Verdichtung bis 500 °C und 5 Tonnen mit automatischer Druckstabilisierung und Wasserkühlung. Ideal für die Elektrolytkonsolidierung, Elektrodenlaminierung und Polymersynthese im Labor.

[Mehr erfahren](#)

Technischer Parameter	Spezifikation
Modell	MY04
Arbeitstemperatur der Pressplatte	0 - 500 °C
Heizleistung	1500 W
Pressplattengröße	180 mm × 180 mm
Arbeitsdruckbereich	0 - 5 t (Tonnen)
Druckregelgenauigkeit	±0,05 t
Druckmanagement	Automatische Druckhaltung und Nachregelung
Kühlverfahren für Pressplatten	Umlaufwasserkühlung
Stromversorgung	220 V / 50 Hz
Geräteabmessungen	290 mm × 290 mm × 420 mm
Gewicht	90 kg