

Laboratorie-Hydraulische Heißpresse Für Die Feststoffbatterie-Montage Und Forschung An Fortschrittlichen Materialien

Artikelnummer: ZY09



Einführung

Kompakte Tisch-Hydraulische Heißpresse für Laboratorien zur Feststoffbatterie-Montage und Forschung an fortschrittlichen Materialien. Unabhängige beidseitige Plattenerwärmung bis 300°C, programmierbare Touchscreen-Steuerung, automatische Druckstabilisierung und schnelle Wasserkühlung. Ideal für Polymerverbundwerkstoffe, Pharmazeutika und Membranherstellung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Modell	ZY09
Arbeitstemperaturbereich	0 – 300 °C
Heizmethode	Eingebaute Heizelemente, unabhängige beidseitige Plattenerwärmung
Heizleistung	1400 W
Plattenabmessungen	180 × 180 mm
Plattenöffnung (Lichtweite)	50 mm
Arbeitsdruckbereich	0 – 30 T
Drucksteuergenauigkeit	±0,15 T
Druckhaltung	Automatische Druckhaltung und Echtzeitkompensation
Kühlsystem	Schnellkühlplatten via Umlaufwasserkühler
Stromversorgung	AC 110 V / 60 Hz
Steuerung	Programmierbarer Touchscreen-Temperatur- und Druckcontroller
Geräteabmessungen	260 × 347 × 422 mm
Gewicht	150 kg