


Labors-Hydraulik-Heißpresse Für Die Festkörperbatterieforschung

Artikelnummer: ZY11



Einführung

Kompakte Tisch-Hydraulik-Heißpresse für die Festkörperbatterieforschung mit unabhängiger Zweizonenheizung bis zu 300 °C, automatischer 25-Tonnen-Druckregelung und integrierter Wasserkühlung für präzises Verdichten von Elektrolyten und Polymermembranen in platzsparendem Design, ideal für F&E-Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Modell	ZY11
Arbeitstemperatur der Platten	Umgebung bis 300 °C
Heizleistung	2 × 1800 W
Plattenabmessungen	300 × 300 mm
Plattenöffnung (Daylight)	60 mm
Arbeits-Druck (hydraulisch)	0 bis 25 metrische Tonnen (T)
Genauigkeit des Drucksensors	0,2 % FS (Optional)
Druckerhaltungsfunktion	Automatisches Druckhalten und -ausgleich
Plattenkühlverfahren	Umlaufwasserkühlung
Stromversorgung	AC 220-230 V / 50 Hz
Abmessungen	Ca. 452 × 470 × 500 mm
Gerätegewicht	Ca. 250 kg