

Hydraulische Laborpresse 2T Labor-Pelletpresse Für Kbr Ftir

Artikelnummer: KT-KBP



Einführung

KINTEK 2T Labor-Hydraulikpresse für präzise FTIR-Probenvorbereitung, dauerhafte KBr-Pellet-Herstellung und vielseitige Materialprüfung. Ideal für Forschungslabors.

[Mehr erfahren](#)

Modell	PCKBR-2T
Arbeitsdruck (T)	0-2 (30Mpa)
Durchmesser des Kolbens	Φ45mm
Druckstabilität	≤1MPa/10min
Werkbank-Durchmesser	Φ45mm
Anzahl der Säulen	Zwei
Arbeitsfläche (B×T)	54×55 mm
Abmessungen (B×L×H)	100×220×220 mm
Gewicht (kg)	4,8 kg