

Manuelle Beheizte Hydraulische Laborpresse Mit Heißen Platten

Artikelnummer: CPCL



Einführung

Die manuelle Heißpresse von KINTEK bietet präzise Materialverarbeitung mit kontrollierter Hitze und Druck. Ideal für Labore, die zuverlässige Verbindungen und hochwertige Proben benötigen. Kontaktieren Sie uns noch heute!

[Mehr erfahren](#)

Geräte-Modell	PC-900L
Druckbereich	0-5,0 Tonnen
Verfahren zur Druckbeaufschlagung	Manuelle Druckbeaufschlagung
Hub des Zylinders	80mm
Temperatur der Heizung	Bis zu 1000°C (anpassbar)
Material der Form	Nickelbasislegierung (hochtemperaturbeständiges Material) oder wie angegeben
Größe der Probe	Φ10-30mm (anpassbar)
Form	Φ50x90mm (anpassbar)
Das Kaliber des Ofens	Φ60mm (anpassbar)
Größe der Maschine (LxBxH)	Ca. 400x380x780 mm
Stromzufuhr	220V 50Hz (anpassbar)
Maßdiagramm der Pulvertablettenpresse	