

Manuelle Labor-Hydraulik-Tablettenpresse Labor-Hydraulikpresse

Artikelnummer: PCMP



Einführung

Steigern Sie die Laboreffizienz mit den Präzisions-Hydraulikpressen von KINTEK – kompakt, leakagefrei und ideal für die Spektroskopie. Kundenspezifische Lösungen verfügbar.

[Mehr erfahren](#)

Instrumentenmodell	PCMP-2T	PCMP-5T	PCMP-12T	PCMP-15T	PCMP-24T	PCMP-30T	PCMP-40T
Druckbereich	0-2T (25MPa)	0-5T (0-31,4MPa)	0-12T (0-30MPa)	0-15T (0-30MPa)	0-24T (0-34MPa)	0-30T (0-31,5MPa)	0-40T (0-30MPa)
Kolbendurchmesser	Φ32mm (d)	Φ45mm (d)	Φ70mm (d)	Φ80mm (d)	Φ95mm (d)	Φ110mm (d)	Φ130mm (d)
Integrale Struktur	Keine Dichtungsverbindung, Ölleckage reduziert	Keine Dichtungsverbindung, Ölleckage reduziert	Keine Dichtungsverbindung, Ölleckage reduziert	Keine Dichtungsverbindung, Ölleckage reduziert	Keine Dichtungsverbindung, Ölleckage reduziert	Keine Dichtungsverbindung, Ölleckage reduziert	Keine Dichtungsverbindung, Ölleckage reduziert
Manometer	Anzeige von Druck und Druckintensität	Anzeige von Druck und Druckintensität	Anzeige von Druck und Druckintensität	Anzeige von Druck und Druckintensität	Anzeige von Druck und Druckintensität	Anzeige von Druck und Druckintensität	Anzeige von Druck und Druckintensität
Max. Kolbenhub (mm)	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm	40mm	50mm
Druckstabilität	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min
Werkbankdurchmesser	Φ50mm (D)	Φ80mm (D)	Φ80mm (D)	Φ90mm (D)	Φ105mm (D)	Φ120mm (D)	Φ140mm (D)
Anzahl der Säulen	Zwei	Zwei	Zwei	Zwei	Vier	Vier	Vier
Arbeitsraum	85×120mm (M×N)	96×130mm (M×N)	96×130mm (M×N)	140×150mm (M×N)	80×150mm (M×N)	92×160mm (M×N)	106×185mm (M×N)
Abmessungen	210×150×350mm (L×B×H)	225×155×380mm (L×B×H)	225×155×380mm (L×B×H)	245×175×390mm (L×B×H)	245×175×415mm (L×B×H)	275×195×420mm (L×B×H)	295×215×500mm (L×B×H)
Gewicht	12 Kg	28Kg	28Kg	38Kg	42Kg	56Kg	75Kg