

Sonderform Laborpressform Für Laboranwendungen

Artikelnummer: PMT



Einführung

Pressformen in Sonderform für präzise Laboranwendungen. Anpassbar, hohe Druckleistung und vielseitige Formen. Ideal für Keramik, Pharmazeutika und mehr. Kontaktieren Sie KINTEK noch heute!

[Mehr erfahren](#)

Gerätetyp	PMT
Form der Probe	
Material der Form	Legierter Werkzeugstahl: Cr12MoV
Härte des Eindringkörpers	HRC60-HRC62
Probengröße (Durchmesser)	Φ6, Φ8, Φ10, Φ15, Φ20mm (M) (anpassbar)
Tiefe des Hohlraums	40mm (N) (anpassbar)
Abmessungen (Außen)	Φ53*120mm (L*H) (variiert nach Kundenwunsch)
Gewicht	Ca. 1.4Kg (variiert nach Kundenwunsch)
Diagramm der Größenkompatibilität der hydraulischen Pulverpresse	