

Quadratische Bidirektionale Druckform Für Labor

Artikelnummer: PMS-F



Einführung

Erzielen Sie mit der quadratischen, bidirektionalen Druckform von KINTEK hochpräzise Pulverformung für hervorragende Laborergebnisse. Jetzt erforschen!

[Mehr erfahren](#)

Geräte-Modell	PMSY
Möglichkeiten der Probenform	
Material der Form	Legierter Werkzeugstahl: Cr12MoV
Härte des Eindringkörpers	HRC60-HRC62
Standardprobengrößen (anpassbar)	12*12, 15*15, 18*18, 20*20 mm (M)
Tiefe der Vertiefung	40mm (N)
Abmessungen	Φ88*175mm(L*H)
Gewicht	3.0Kg
Diagramm der Komponenten der hydraulischen Pulverpresse	