

Xrf Kbr Kunststoffring-Laborpulver-Tablettenpressform Für Ftir

Artikelnummer: PMXP



Einführung

XRF-Pulver-Tablettenpressform mit Kunststoffringen für präzise Probenvorbereitung. Erzielen Sie gleichmäßige Tabletten mit langlebiger Legierungswerkzeugstahl-Konstruktion. Sondergrößen verfügbar.

[Mehr erfahren](#)

Gerätemodell	PMXP
Form der gepressten Probe	
Heiztemperatur	Raumtemperatur - 300°C (Hinweis: für die Verwendung mit beheizten Laborpressen oder beheizten Formvarianten)
Formmaterial	Legierungswerkzeugstahl
Probengröße	Φ25mm (d)
Probendicke	15, 25, 50, 100, 250, 500 µm (unter Verwendung von 6 quantitativen Ringen)
Abmessungen außen	200*60mm (D*H)
Stromversorgung	220V/300W (Hinweis: relevant für zugehörige beheizte Presse oder beheizte Formvarianten)
Maßzeichnung	