

Xrf Kbr Stahlring Labor Pulver Pellet Pressform Für Ftir

Artikelnummer: PMXS

Einführung

Präzisions-XRF-Stahlring-Pelletform für die Probenvorbereitung im Labor. Langlebig, effizient, gewährleistet genaue XRF-Analyse. Kundenspezifische Größen verfügbar. Jetzt bestellen!

[Mehr erfahren](#)



Modell des Geräts	PMXS
Form der Probe	
Material der Form	Legierter Werkzeugstahl: Cr12MoV
Härte des Eindringkörpers	HRC60-HRC62
Größe der Probe	Φ32mm, Φ40mm (M)
Tiefe der Vertiefung	45mm (N)
Abmessungen	Φ73*133mm (L*H)
Gewicht	3.2Kg
Diagramm der hydraulischen Pulverpresse Größe	